


## ZENTRIFUGIEREN SIE NOCH ODER ISOLIEREN SIE SCHON?

### PBMC-ISOLATION IN NUR 25 MIN

Ficollgradient		PBMC Isolation Kit
4-5 % Granulo/ RBCs	Reinheit	< 0,1 % Granulo/ RBCs
> 60 min	Dauer	25 min
~ 60 %	Vitalität	~ 85 %
schlecht	Reproduzierbarkeit	sehr gut
nein	Automatisierbarkeit	ja, durch autoMACS
zelltoxisch	Besonderheiten	Ficoll-frei
0,60 €	Preis / ml Vollblut	0,40 €



Noch nicht überzeugt? Schauen Sie selbst und probieren es bei uns aus!

<https://www.youtube.com/watch?v=pmnrU4WBt0s>